

SURESKIN® II

MODERNE HYDROKOLLOID SÅRBANDAGE



Forbedret sårheling





Ved behandling af kroniske sår kan du være sikker på, at helingsprocessen bliver hurtigere, lettere og billigere, når du anvender SureSkin II produkterne.

FORBEDRET sårbehandling

- Den sterile, semiokklusive hydrokolloide sårbandage fremmer den lokale sårheling i et ideelt fugtigt helingsmiljø.
- Den nyeste hydrokolloide udformning absorberer og begrænser sårekssudatet effektivt, og såret bliver renere, mindre smertefuldt og lettere at behandle.
- Det øverste lag af polyuretanfilm medfører, at sårbandagen er vandafvisende, og at ekstern bakterieindtrængning ikke kan finde sted.

FORBEDRET komfort

- Flexibiliteten og den bløde overflade sikrer, at sårbandagen sidder godt under behandlingen - også på områder, der er svære at bandagere, som f.eks. albuer, hæle og sakralt.
- Sårbandagens klæbeegenskaber sikrer, at den bliver siddende, og at patienten kan gå i bad på normal vis.
- Ekstra god absorption af sårekssudat medfører, at der praktisk talt ikke vil forekomme nogen ubehagelig væskeudsivning.

FORBEDRET funktion

- Den enestående og patenterede udformning af kantklæbningen forbedrer tilhæftningen, nedsætter risikoen for væskeudsivning og forhindrer, at bandagen ruller sig sammen. Derfor skal bandagen ikke udskiftes så ofte.
- Sårbandagen kan blive siddende i op til 7 dage, hvis sårekssudatet er minimalt.
- Den semiokklusive overflade nedsætter risikoen for infektioner.
- Enestående pakning: Optager mindre plads, giver mindre affald og er miljøvenlig.





SURESKIN® II BORDER:

Den nøje udformede kantklæbning medfører en fleksibel og skræddersyet tilpasningsform til sår, der sidder på svært bandagerbare områder, som f.eks. sacrum, hæl, albue og bensår. Det øverste lag består af polyurethanfilm med ultra lav friktion. Dette øger muligheden for, at sårbandagen bliver siddende. Kanten er en videreførelse af det hudvenlige hydrokolloide klæbemiddel, der nedsætter risikoen for randtryk og forhindrer, at sårbandagen ruller sig sammen. Ideel til let til moderat væskende liggesår og bensår.

SURESKIN® II THIN:

Den enestående halvgennemsigtige og fleksible udformning tillader omhyggelig og let kontrol af helingsprocessen uden at fjerne sårbandagen. Det øverste lag består af polyurethanfilm med ultra lav friktion, hvorfor bandagen sidder længere. Ideel til tørre og let væskende liggesår og bensår og til områder, der er udsat for friktion. Velegnet ved de første tegn på nedbrydning af huden eller i slutningen af helingsprocessen.

SURESKIN® II STANDARD:

Det øverste lag er udformet med et lavfriktions PU-skum og kantklæbning. Ideel til let til moderat væskende liggesår og bensår.



Vores varenr.*	Størrelse cm	Stk pr. æske	Æsker pr karton
SureSkin II BORDER, steril			
202403	5x5	20	400
202404	7,5x7,5	10	200
202405	10x10	10	200
202416	15x15	5	80
202407	20x20	5	80
202413	6x14 hæl/albue	10	200
202412	15x18 sacrum	5	80
SureSkin II THIN, steril			
203203	5x5	20	400
203204	7,5x7,5	10	200
203205	10x10	10	200
203216	15x15	5	80
SureSkin II STANDARD, steril			
202405	10x10	5	100
202407	20x20	5	80

- Vær opmærksom på at de fleste grossister anvender egne varenumre



Roland Healthcare ApS
 Hvidehusvej 34, 3450 Allerød
 Tlf.: (+45) 4814 2080
 Fax: (+45) 4814 2038
 info@roland1.dk - www.rolandhealthcare.dk



Fremstillet af
Euromed Inc.

25 Corporate Drive, Orangeburg NY 10962, USA

