

Stomocur

PRODUKTKATALOG

Roland Healthcare


STOMOCUR
STOMIPLEJE

STOMOCUR Select maxi	3
STOMOCUR Select	3
STOMOCUR Select Konvex	4
STOMOCUR Select Alginar	5
STOMOCUR Select Alginat Konvex	5
STOMOCUR Select MicroSkin®*	6
STOMOCUR Select SMALL	6
STOMOCUR Select SMALL Alginat	7
STOMOCUR Cap MINI	7
STOMOCUR KONTIBA cap mini	8
STOMOCUR Protect ileo	8
STOMOCUR Protect ileo Konvex	9
STOMOCUR protect ileo Alginat	10
STOMOCUR protect ileo Alginat Konvex	11
STOMOCUR ileo "safe seal" MicroSkin®** med "kiggevindue"	11
STOMOCUR protect ileo mini	12
STOMOCUR URO med eller uden vindue	13
STOMOCUR URO blød konvex	13
STOMOCUR uro MicroSkin®*	14
STOMOCUR clic basisplade, kombinationsflange	16
STOMOCUR clic basisplade uro	17
STOMOCUR clic basisplade, konvex med kombinationsflange	18
STOMOCUR clic colo pose	20
STOMOCUR clic ileo "safe seal", med kigge-kontrolvindue	21
STOMOCUR clic uro pose	22
STOMOCUR soft Basisplade	23
STOMOCUR soft Alginat Basisplade	23
STOMOCUR soft basisplade MicroSkin®*	24
STOMOCUR soft basisplade MicroSkin®* med hudbeskyttelsesring	24
STOMOCUR soft colo klæbepose	25
STOMOCUR soft colo mini	25
STOMOCUR soft ileo "safe seal", med "kiggevindue"	25
STOMOCUR soft ileo mini	26
STOMOCUR Woundmanager	27
STOMOCUR Woundmanager HIGH OUTPUT	28
STOMOCUR Drænage-poser	29
STOMOCUR Drænage- FLAD og KONVEX	29
STOMOCUR PEG Hydrokolloid-Ring	30
STOMOCUR PEG Flies-ringskåner	30
STOMOCUR Hudbeskyttelsesring	30
STOMOCUR Hudbeskyttelsespasta	31
STOMOCUR safety Hudbeskyttelse- og plejemiddel	31
STOMOCUR EmplaSectal plasterfjerner	31
STOMOCUR GEL-X	31
STOMOCUR SGX- i selvopløselig pose	32
STOMOCUR Filterklæbebræk med GORE-TEX®	32
STOMOCUR lukkeklips til tømbar poser	32
STOMOCUR fækalpose	32
STOMOCUR Stomibælte	32
STOMOCUR uro adapter	32
STOMOCUR uro SOFT adapter	33

STOMOCUR select vindue

MAXI pose

Med kigge- og kontrolvindue




- ✧ Lukket pose med filter.
- ✧ Flis-lignende materiale på begge posesider.
- ✧ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.
- ✧ Hydrokolloid-hudbeskyttelsesplade.

Posestørrelse: 165 x 220 mm
 Tilpasningsmulighed: 20 mm – 90 mm
 Klæbeflade: ca. 135 x 135 mm

Ordre-nr.	Stoma Ø	Æskeindhold
CSL 3020 CW	20-90 mm	30 stk.
CSL 3025 CW	25 mm	30 stk.
CSL 3030 CW	30 mm	30 stk.
CSL 3035 CW	35 mm	30 stk.
CSL 3040 CW	40 mm	30 stk.
CSL 3045 CW	45 mm	30 stk.
CSL 3050 CW	50 mm	30 stk.
CSL 3055 CW	55 mm	30 stk.
CSL 3060 CW	60 mm	30 stk.

STOMOCUR select vindue

Med kigge- og kontrolvindue



- ✧ Lukket pose med filter.
- ✧ Flis-lignende materiale på begge posesider.
- ✧ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.
- ✧ Hydrokolloid-hudbeskyttelsesplade.

Posestørrelse: 145 x 205 mm
 Tilpasningsmulighed: 20 mm – 60 mm
 Klæbeflade: ca. 110 x 110 mm


Ordre-nr.	Stoma Ø	Æskeindhold
CS 3020 CW	20-60 mm	30 stk.
CS 3025 CW	25 mm	30 stk.
CS 3030 CW	30 mm	30 stk.
CS 3035 CW	35 mm	30 stk.
CS 3040 CW	40 mm	30 stk.
CS 3045 CW	45 mm	30 stk.
CS 3050 CW	50 mm	30 stk.
CS 3055 CW	55 mm	30 stk.
CS 3060 CW	60 mm	30 stk.

STOMOCUR select "vindue" blød konvex
Med Kigge- og kontrolvindue


- ✦ Lukket pose med 3 forskellige konveksiteter.
- ✦ Flis-lignende materiale på begge posesider.
- ✦ Hydrokolloid klæber.
- ✦ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.
- ✦ Nyt langtidsholdbar filter.
- ✦ Integrerede bælteører

Posestørrelse: 145 x 205 mm
 Tilpasningsmulighed: 20 mm – 43 mm
 Klæbeflade: Ø 118 mm

Ordre-nr.	Stoma Ø	Konvekskegle	Æskeindhold
CSK 20 CW V0	20-57 mm	Ø 60 mm	20 stk.
CSK 20 CW V1	20-43 mm	Ø 50 mm	20 stk.
CSK 25 CW V1	25 mm	Ø 50 mm	20 stk.
CSK 30 CW V1	30 mm	Ø 50 mm	20 stk.
CSK 35 CW V1	35 mm	Ø 50 mm	20 stk.
CSK 40 CW V1	40 mm	Ø 50 mm	20 stk.
CSK 20 CW V2	20-35 mm	Ø 40 mm	20 stk.
CSK 25 CW V2	25 mm	Ø 40 mm	20 stk.
CSK 30 CW V2	30 mm	Ø 40 mm	20 stk.
CSK 20 CW V3	20-25 mm	Ø 30 mm	20 stk.




Konvex

STOMOCUR select "vindue" blød konvex
Med Kigge- og kontrolvindue


- ✦ Lukket pose med 4 forskellige konveksiteter.
- ✦ Flis-lignende materiale på begge posesider.
- ✦ Hydrokolloid klæber.
- ✦ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.
- ✦ Nyt langtidsholdbar filter.
- ✦ Integrerede bælteører

Posestørrelse: 145 x 205 mm
 Tilpasningsmulighed: 20 mm – 43 mm
 Klæbeflade: Ø 118 mm


Ordre-nr.	Stoma Ø	Konvekskegle	Æskeindhold
CSKM 20 CW V1	20-47 mm	Ø 50 mm	20 stk.
CSKM 20 CW V2	20-40 mm	Ø 40 mm	20 stk.
CSKM 20 CW V3	20-28 mm	Ø 30 mm	20 stk.



Konvex

STOMOCUR select Alginat

Større pose, til sensibel hud, irriteret hud eller ved sår dannelse.



- ✦ Lukket pose med filter.
- ✦ Flis-lignende materiale på begge posesider.
- ✦ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.
- ✦ ALGINAT Hydrokolloid-hudbeskyttelsesplade.

Posestørrelse: 145 x 205 mm
 Tilpasningsmulighed: 20 mm – 43 mm
 Klæbeflade: Ø 110 mm

Ordre-nr.	Stoma Ø	Æskeindhold
CS 3020 CWA	20-60 mm	30 stk.
CS 3025 CWA	25 mm	30 stk.
CS 3030 CWA	30 mm	30 stk.
CS 3035 CWA	35 mm	30 stk.
CS 3040 CWA	40 mm	30 stk.

STOMOCUR select Alginat "vindue" blød konvex


Med Kigge- og kontrolvindue

- ✦ Lukket pose med 3 forskellige konvexiteter.
- ✦ Flis-lignende materiale på begge posesider.
- ✦ Hydrokolloid klæber.
- ✦ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.
- ✦ Nyt langtidsholdbar filter.
- ✦ Integreerede bælteører


Posestørrelse: 145 x 205 mm
 Tilpasningsmulighed: 20 mm – 43 mm
 Klæbeflade: Ø 118 mm



V1




V2



V3

Konvex


Ordre-nr.	Stoma Ø	Konvekskegle	Æskeindhold
CSK 20 CWA V1	20-43 mm	Ø 50 mm	20 stk.
CSK 25 CWA V1	25 mm	Ø 50 mm	20 stk.
CSK 30 CWA V1	30 mm	Ø 50 mm	20 stk.
CSK 35 CWA V1	35 mm	Ø 50 mm	20 stk.
CSK 40 CWA V1	40 mm	Ø 50 mm	20 stk.
CSK 20 CWA V2	20-35 mm	Ø 40 mm	20 stk.
CSK 25 CWA V2	25 mm	Ø 40 mm	20 stk.
CSK 30 CWA V2	30 mm	Ø 40 mm	20 stk.
CSK 20 CWA V3	20-25 mm	Ø 30 mm	20 stk.

STOMOCUR select MicroSkin®*
Med kigge- og kontrolvindue


- ✧ Lukket pose med filter.
- ✧ Flis-lignende materiale på begge posesider.
- ✧ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.
- ✧ MicroSkin®-Klæbeflade med en 0,02 mm tynd elastisk folie, flexibel, meget modstandsdygtig, sikker og formbar, anvendes også ved ujævnheder omkring stomien.


Posestørrelse: 145 x 205 mm
 Tilpasningsmulighed: 20 mm – 50 mm
 Klæbeflade: ca. 135 x 100 mm

Ordre-nr.	Stoma Ø	Æskeindhold
CS 2513 CW	13-50 mm	30 stk.


STOMOCUR select MicroSkin®* med udbeskyttelsesring
Med kigge- og kontrolvindue

- ✧ Pose svarende til CS 2513 CW; men klæbefladen er forsynet med en hydrokolloid hudbeskyttelsesring.

Ordre-nr.	Stoma Ø	Æskeindhold
CS 2615 CW	15-40 mm	30 stk.


STOMOCUR Select Small


- ✧ Lukket Pose med Filter
- ✧ Flis-lignende materiale på begge posesider
- ✧ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.
- ✧ Hydrokolloid-Hudbeskyttelsesplade

Posestørrelse: 130 x 190 mm
 Tilpasningsmulighed: 18 mm – 50 mm
 Klæbeflade: ca. 110 x 110 mm
 Farve: hudfarve

Ordre-nr.	Stoma Ø	Æskeindhold
CSH20S	20-60 mm	30 stk.
CSH25S	25 mm	30 stk.
CSH30S	30 mm	30 stk.
CSH35S	35 mm	30 stk.
CSH40S	40 mm	30 stk.

STOMOCUR Select Alginat Small

Lille pose, til sensibel hud, irriteret hud eller ved sår dannelse.



- ✦ Lukket pose med Filter
- ✦ Flis-lignende materiale på begge posesider.
- ✦ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.
- ✦ Hudbeskyttelsesplade fremstillet af Hydrokolloid i kombination med alginat, dette resulterer i en meget høj hudforlidelighed.

Posestørrelse: 130 x 190 mm
 Tilpasningsmulighed: 20 mm – 60 mm
 Klæbeflade: ca. 110 x 110 mm
 Farve: hudfarve

Ordre-nr.	Stoma Ø	Æskeindhold
CSA20S	20-60 mm	30 stk.
CSA25S	25 mm	30 stk.
CSA30S	30 mm	30 stk.
CSA35S	35 mm	30 stk.
CSA40S	40 mm	30 stk.
CSA45S	45 mm	30 stk.
CSA50S	50 mm	30 stk.

STOMOCUR cap mini

Perfekt efter Irrigation



- ✦ Mini stomakap med filter, særligt egnet til korttids brug - fremtræder lille og diskret
- ✦ Med indlagt absorberings materiale
- ✦ Hydrokolloid-hudbeskyttelsesplade

Tilpasningsmulighed: 20 mm – 40 mm
 Klæbeflade Ø: 60 mm
 Kappe Ø: 75 mm
 Farve: hudfarvet

Ordre-nr.	Stoma Ø	Æskeindhold
CSC20	20-45 mm	30 stk.
CSC25	25 mm	30 stk.
CSC30	30 mm	30 stk.
CSC35	35 mm	30 stk.
CSC40	40 mm	30 stk.

STOMOCUR KONTIBA cap mini
Ideel efter irrigation


- ✧ Lille stomakap uden filter, særligt egnet til korttids brug - fremtræder lille og diskret
- ✧ Med indlagt absorberings materiale
- ✧ Hydrokolloid-hudbeskyttelsesplade

Farve: hudfarvet (S)

Ordre-nr.	Beskrivelse	Stoma Ø	Tilpasningsmulighed:	Kappe Ø	Æskeindhold
27 47 20	MINI	20 mm	20 – 40 mm	60 mm	50 stk.
27 48 11	MIDI	25 mm	25 – 50 mm	70 mm	50 stk.
28 77 48	MAXI	30 mm	30 – 55 mm	85 mm	50 stk.

EN-DELS ILEOSTOMI
STOMOCUR protect ileo “safe seal” med “kiggevindue”
***Integreret lukkesystem;
Med Kigge- og kontrolvindue***


- ✧ Tømbar pose med „safe seal“ lukkesystemet - en integreret lukning, hvor mikro gribeknopper sikre en tæt lukkefunktion.
- ✧ Flis-lignende materiale på begge posesider.
- ✧ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.
- ✧ Hydrokolloid-hudbeskyttelsesplade
- ✧ MPC Filter

Posestørrelse: 150 x 220 mm
 Tilpasningsmulighed: 20 mm – 60 mm
 Klæbeflade: ca. 110 x 110 mm

Ordre-nr.	Stoma Ø	Pose størrelse	Æskeindhold
VIHF 3015 CW	15-60 mm	Medium	20 stk.
VIHF 3020 CW	20 mm	Medium	20 stk.
VIHF 3025 CW	25 mm	Medium	20 stk.
VIHF 3030 CW	30 mm	Medium	20 stk.
VIHF 3035 CW	35 mm	Medium	20 stk.
VIHF 3040 CW	40 mm	Medium	20 stk.
VIHF 3045 CW	45 mm	Medium	20 stk.
VIHF 3050 CW	50 mm	Medium	20 stk.
VIHF 3055 CW	55 mm	Medium	20 stk.
VIHF 3060 CW	60 mm	Medium	20 stk.


STOMOCUR protect ileo "safe seal" blød konvex

Integreret lukkesystem; Med Kigge- og kontrolvindue



- ✦ Tømbar pose med „safe seal“ lukkesystemet - en integreret lukning, med 4 forskellige konveksiteter.
- ✦ Flis-lignende materiale på begge posesider.
- ✦ Hydrokolloid kombinations klæber, med helt tynde kanter.
- ✦ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.
- ✦ Nyt MPC Filter.

Posestørrelse: 150 x 220 mm
 Tilpasningsmulighed: 20 mm – 43 mm
 Klæbeflade: Ø 118 mm



Ordre-nr.	Stoma Ø	Konvekskegle	Æskeindhold
VIKF 20 CW V0	20-57 mm	Ø 60 mm	10 stk.
VIKF 20 CW V1	20-43 mm	Ø 50 mm	10 stk.
VIKF 25 CW V1	25 mm	Ø 50 mm	10 stk.
VIKF 30 CW V1	30 mm	Ø 50 mm	10 stk.
VIKF 35 CW V1	35 mm	Ø 50 mm	10 stk.
VIKF 40 CW V1	40 mm	Ø 50 mm	10 stk.
VIKF 20 CW V2	20-35 mm	Ø 40 mm	10 stk.
VIKF 25 CW V2	25 mm	Ø 40 mm	10 stk.
VIKF 30 CW V2	30 mm	Ø 40 mm	10 stk.
VIKF 20 CW V3	20-25 mm	Ø 30 mm	10 stk.


STOMOCUR protect ileo “safe seal” blød konvex

**Integreret lukkesystem;
Med Kigge- og kontrolvindue**

- ✦ Tømbar pose med „safe seal“ lukkesystemet - en integreret lukning, med 3 forskellige konveksiteter.
- ✦ Flis-lignende materiale på begge posesider.
- ✦ Hydrokolloid kombinations klæber, med helt tynde kanter.
- ✦ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.
- ✦ Nyt MPC Filter.

Posestørrelse: 150 x 220 mm
 Tilpasningsmulighed: 20 mm – 43 mm
 Klæbeflade: Ø 118 mm

Ordre-nr.	Stoma Ø	Konvekskegle	Æskeindhold
VIKMF 20 CW V1	20-47 mm	Ø 50 mm	10 stk.
VIKMF 15 CW V2	15-40 mm	Ø 40 mm	10 stk.
VIKMF 10 CW V3	10-28 mm	Ø 30 mm	10 stk.


STOMOCUR protect ALGINAT ileo “safe seal” med “kiggevindue”

**Integreret lukkesystem;
Med Kigge- og kontrolvindue**

- ✦ Tømbar pose med „safe seal“ lukkesystemet - en integreret lukning, hvor mikro gribeknopper sikre en tæt lukkefunktion.
- ✦ Flis-lignende materiale på begge posesider..
- ✦ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.
- ✦ Alginat Hydrokolloid-hudbeskyttelsesplade
- ✦ Nyt MPC Filter

Posestørrelse: 150 x 220 mm
 Tilpasningsmulighed: 20 mm – 60 mm
 Klæbeflade: ca. 110 x 110 mm

Ordre-nr.	Stoma Ø	Pose størrelse	Æskeindhold
VIHF 3020 CWA	20-60 mm	Medium	20 stk.
VIHF 3025 CWA	25 mm	Medium	20 stk.
VIHF 3030 CWA	30 mm	Medium	20 stk.
VIHF 3035 CWA	35 mm	Medium	20 stk.
VIHF 3040 CWA	40 mm	Medium	20 stk.
VIHF 3045 CWA	45 mm	Medium	20 stk.
VIHF 3050 CWA	50 mm	Medium	20 stk.
VIHF 3055 CWA	55 mm	Medium	20 stk.
VIHF 3060 CWA	60 mm	Medium	20 stk.


STOMOCUR protect ALGINAT ileo "safe seal" blød konvex

Integreret lukkesystem; Med Kigge- og kontrolvindue



- ✦ Tømbar pose med „safe seal“ lukkesystemet - en integreret lukning, med 3 forskellige konveksiteter.
- ✦ Flis-lignende materiale på begge posesider.
- ✦ Hydrokolloid kombinations klæber, med helt tynde kanter.
- ✦ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.
- ✦ Alginat Hydrokolloid-hudbeskyttelsesplade
- ✦ Nyt MPC Filter.

Posestørrelse: 150 x 220 mm
 Tilpasningsmulighed: 20 mm – 43 mm
 Klæbeflade: Ø 118 mm



Ordre-nr.	Stoma Ø	Konvekskegle	Æskeindhold
VIKF 20 CWA V1	20-43 mm	Ø 50 mm	10 stk.
VIKF 25 CWA V1	25 mm	Ø 50 mm	10 stk.
VIKF 30 CWA V1	30 mm	Ø 50 mm	10 stk.
VIKF 35 CWA V1	35 mm	Ø 50 mm	10 stk.
VIKF 40 CWA V1	40 mm	Ø 50 mm	10 stk.
VIKF 20 CWA V2	20-35 mm	Ø 40 mm	10 stk.
VIKF 25 CWA V2	25 mm	Ø 40 mm	10 stk.
VIKF 30 CWA V2	30 mm	Ø 40 mm	10 stk.
VIKF 20 CWA V3	20-25 mm	Ø 30 mm	10 stk.

STOMOCUR ileo MicroSkin®*

Lukning med løs lukkeklips.; og Integreret lukkesystem Tynd og modstandsdygtige Klæbeflade, længere anvendelsestid.



- ✦ Tømbar pose med løs lukkeklips.
- ✦ Flis-lignende materiale på begge posesider, (transparante kun på hudsiden).
- ✦ MPC filter
- ✦ MicroSkin®-klæbeflade med en 0,02 mm tynd elastisk folie, flexibel, meget modstandsdygtig, sikker og formbar, anvendes også ved ujævnheder omkring stomien.

Posestørrelse: 150 x 220 mm
 Tilpasningsmulighed: 13 mm – 50 mm
 Klæbeflade: 135 x 100 mm
 Farve: hudfarvet med vindue (CW)

Ordre-nr.	Stoma Ø	Æskeindhold
VIHF 2513 CW	13-50 mm	20 stk.
VIHF 2520 CW	20 mm	20 stk.
VIHF 2525 CW	25 mm	20 stk.
VIHF 2530 CW	30 mm	20 stk.
VIHF 2535 CW	35 mm	20 stk.


STOMOCUR ileo MicroSkin®* med hudbeskyttelsesring

Pose svarende til VIHF 2513 CW; men klæbeflader er forsynet med en hydrokolloid hudbeskyttelsesring.

Ordre-nr.	Stoma Ø	Æskeindhold
VIHF 2615 CW	15-50 mm	20 stk.
VIHF 2620 CW	20 mm	20 stk.
VIHF 2625 CW	25 mm	20 stk.
VIHF 2630 CW	30 mm	20 stk.
VIHF 2635 CW	35 mm	20 stk.

*GORE-TEX® er et varemærke, der tilhører W.L.Gore & Associates.

STOMOCUR protect ileo mini


- ✦ Mini tømbar pose til brug for børn og meget spinkle personer
- ✦ Med Filter, beskyttet med GORE-TEX®-klæbebrik
- ✦ Integreret lukkeklips
- ✦ Flis-lignende materiale på begge posesider, (transparente kun på hudsiden).

Posestørrelse: 100 x 170 mm
 Tilpasningsmulighed: 10 mm – 40 mm
 Klæbeflade Ø: 80 mm
 Farve: Transparent

Ordre-nr.	Stoma Ø	Æskeindhold
IM 3610 C	10 mm	20 stk.

STOMOCUR URO med vindue



- ✦ Urostomipose med differentieret hydrokolloid-hudbeskyttelsesplade
- ✦ Genlukkelig blød urin-udløbsventil
- ✦ Tilbageløbssperre
- ✦ Textilflis på begge sider
- ✦ Adaptet for tilslutning til natpose
- ✦ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.
- ✦ Hydrokolloid-klæbeflade med en 0,02 mm tynd elastisk folie, flexibel, meget modstandsdygtig, sikker og formbar, anvendes også ved ujævnheder omkring stomien.

Klæbeflade: Ø 118 mm
 Posestørrelse: ca. 130 x 195 mm
 Tilpasningsmulighed: 15-60 mm
 Volumen: 335 ml

Ordre-nr.	Stoma Ø	Æskeindhold
USH15S	15-60 mm	20 stk.
USH20S	20 mm	20 stk.
USH25S	25 mm	20 stk.
USH30S	30 mm	20 stk.

STOMOCUR URO blød konvex


Med Kigge- og kontrolvindue



- ✦ Urostomipose
- ✦ Genlukkelig blød urin-udløbsventil
- ✦ Tilbageløbssperre
- ✦ Textilflis på begge sider
- ✦ Adaptet for tilslutning til natpose
- ✦ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.
- ✦ Hydrokolloid-klæbeflade med en 0,02 mm tynd elastisk folie, flexibel, meget modstandsdygtig, sikker og formbar, anvendes også ved ujævnheder omkring stomien.

Klæbeflade: Ø 118 mm
 Posestørrelse: ca. 130 x 195 mm
 Tilpasningsmulighed: 10 mm – 43 mm
 Volumen: 335 ml

Ordre-nr.	Stoma Ø	Konvekskegle	Æskeindhold
USH10V1F	10-43 mm	Ø 50 mm	10 stk.
USH15V1F	15 mm	Ø 50 mm	10 stk.
USH20V1F	20 mm	Ø 50 mm	10 stk.
USH25V1F	25 mm	Ø 50 mm	10 stk.
USH30V1F	30 mm	Ø 50 mm	10 stk.
USH35V1F	35 mm	Ø 50 mm	10 stk.
USH10V2F	10-35 mm	Ø 40 mm	10 stk.
USH15V2F	15 mm	Ø 40 mm	10 stk.
USH20V2F	20 mm	Ø 40 mm	10 stk.
USH25V2F	25 mm	Ø 40 mm	10 stk.
USH30V2F	30 mm	Ø 40 mm	10 stk.
USH10V3F	10-22 mm	Ø 30 mm	10 stk.
USH15V3F	15 mm	Ø 30 mm	10 stk.
USH20V3F	20 mm	Ø 30 mm	10 stk.





STOMOCUR URO blød konvex
Med Kigge- og kontrolvindue


- ✧ Urostomipose
- ✧ Genlukkelig blød urin-udløbsventil
- ✧ Tilbageløbssperre
- ✧ Textilflis på begge sider
- ✧ Adaptet for tilslutning til natpose
- ✧ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.
- ✧ Hydrokolloid-klæbeflade med en 0,02 mm tynd elastisk folie, flexibel, meget modstandsdygtig, sikker og formbar, anvendes også ved ujævnheder omkring stomien.

Klæbeflade: Ø 118 mm
 Posestørrelse: ca. 130 x 195 mm
 Tilpasningsmulighed: 10 mm – 43 mm
 Volumen: 335 ml

Ordre-nr.	Stoma Ø	Konvekskegle	Æskeindhold
USH20VM1F	20-47 mm	Ø 50 mm	10 stk.
USH15VM2F	15-40 mm	Ø 40 mm	10 stk.
USH10VM3F	10-28 mm	Ø 30 mm	10 stk.


STOMOCUR uro MicroSkin®* med vindue
Komfortpose



- ✧ Urostomipose
- ✧ Genlukkelig blød urin-udløbsventil
- ✧ Tilbageløbssperre
- ✧ Textilflis på begge sider
- ✧ Adaptet for tilslutning til natpose
- ✧ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.
- ✧ MicroSkin®-Klæbeflade med en 0,02 mm tynd elastisk folie, flexibel, meget modstandsdygtig, sikker og formbar, anvendes også ved ujævnheder omkring stomien..

Klæbeflade: 135 x 100 mm
 Posestørrelse: ca. 155 x 195 mm
 Tilpasningsmulighed: 13 mm – 50 mm
 Volumen: 335 ml

Ordre-nr.	Stoma Ø	Æskeindhold
USM13F	13-50 mm	20 stk.
USM20F	20 mm	20 stk.
USM25F	25 mm	20 stk.
USM30F	30 mm	20 stk.

STOMOCUR uro MicroSkin®* med hudbestytelsesring og vindue

Komfortpose




- ✧ Urostomipose
- ✧ Genlukkelig blød urin-udløbsventil
- ✧ Tilbageløbssperre
- ✧ Textilflis på begge sider
- ✧ Adaptet for tilslutning til natpose
- ✧ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.
- ✧ MicroSkin®-Klæbeflade med en 0,02 mm tynd elastisk folie, flexibel, meget modstandsdygtig, sikker og formbar, anvendes også ved ujævnheder omkring stomien. Hydrokolloid ring omkring stomien.

Klæbeflade:	135 x 100 mm
Posestørrelse:	ca. 155 x 195 mm
Tilpasningsmulighed:	10 mm – 50 mm
Volumen:	335 ml

Ordre-nr.	Stoma Ø	Æskeindhold
USMH10F	10-40 mm	20 stk.
USMH20F	15 mm	20 stk.
USMH20F	20 mm	20 stk.
USMH25F	25 mm	20 stk.
USMH30F	30 mm	20 stk.

STOMOCUR uro mini MicroSkin®* med Hudbeskyttelsesring

Tynd og modstandsdygtige Klæbeflade, længere anvendelsestid.; Til børn og meget spinkle personer



- ✧ Lille urostomiepose, fortrinsvis til børn
- ✧ Genlukkelig urin-udløbsventil - tilbageløbssperre
- ✧ MicroSkin®-Klæbeflade med en 0,02 mm tynd elastisk folie, flexibel, meget modstandsdygtig, sikker og formbar, anvendes også ved ujævnheder omkring stomien. Hydrokolloid ring omkring stomien.
- ✧ Adapter for tilslutning til natpose
- ✧ Flis-lignende materiale på posens hudvendte side.

Klæbeflade:	135 x 100 mm
Tilpasningsmulighed:	15 mm – 40 mm
Volumen:	70 ml
Farve:	transparent (C)

Ordre-nr.	Stoma Ø	Æskeindhold
USMH10SF	10-40 mm	20 stk.

* MicroSkin® er et varemærke, der tilhører Cymed Inc. USA.

To-dels STOMOCUR clic. **Rastringsystem** er kodet med en farvekode der viser ringstørrelsen. Vælg først den bedst egnede Basisplade og derefter en pose med den samme farvekode.

STOMOCUR® FARVEKODER FOR RASTRINGSYSTEMET

STOMOCUR clic løftbar flange basisplade med heltdækkende hudbeskyttelse

Modhold, giver særlig hudbeskyttelse

- ✧ Plan basisplade med rastring
- ✧ Modhold, muliggør en trykfri nontering
- ✧ Hydrokolloid heltdækkende hudbeskyttelse, er ensbetydende med sikker og lang holdbarhed

Pladestørrelse: ca. 105 x 110 mm

Tilpasningsmulighed: 15 mm – 35 mm

Ordre-nr.	Rastring Ø	Stoma Ø	Æskeindhold
● CFL 4515	45 mm	15-35 mm	5 stk.
● CFL 4520	45 mm	20 mm	5 stk.
● CFL 4525	45 mm	25 mm	5 stk.
● CFL 4530	45 mm	30 mm	5 stk.

Tilpasningsmulighed: 15 mm – 40 mm

Ordre-nr.	Rastring Ø	Stoma Ø	Æskeindhold
● CFL 5715	57 mm	15-40 mm	5 stk.
● CFL 5735	57 mm	35 mm	5 stk.
● CFL 5740	57 mm	40 mm	5 stk.

Tilpasningsmulighed: 15 mm – 50 mm

Ordre-nr.	Rastring Ø	Stoma Ø	Æskeindhold
● CFL 7015	70 mm	15-50 mm	5 stk.
● CFL 7045	70 mm	45 mm	5 stk.
● CFL 7050	70 mm	50 mm	5 stk.

STOMOCUR clic basisplade uro



Høj modstand imod disintegrering, hurtigere og mere sikkert fæste

- ✧ Plan basisplade med rastring
- ✧ Hydrokolloid kombinationshudbeskyttelse med 2 forskellige hudbeskyttelseformulationen (inderst tykke, yderst tynde), er ensbetydende med meget hurtig og sikker fæste, den inderste del har en høj absorptionskapacitet, modstandsdygtig imod urin.

Pladestørrelse: Ø 118 mm

Tilpasningsmulighed: 15 mm –35 mm

Ordre-nr.	Rastring Ø	Stoma Ø	Æskeindhold
● UFL 4515	45 mm	15 mm	5 stk.


Tilpasningsmulighed: 15 mm –40 mm

Ordre-nr.	Rastring Ø	Stoma Ø	Æskeindhold
● UFL 5715	57 mm	15 mm	5 stk.

Tilpasningsmulighed: 15 mm –50 mm

Ordre-nr.	Rastring Ø	Stoma Ø	Æskeindhold
● UFL 7015	70 mm	15 mm	5 stk.

STOMOCUR® FARVEKODER FOR RASTRINGSYSTEMET

Rastring Ø 


STOMOCUR clic basisplade, konvex med kombinationsflange

**Hurtigere og mere sikker fæste,
tre forskellige konvexsiteter**

- ✧ Konvex basisplade med rastring
- ✧ Tre forskellige konvexsiteter
- ✧ Hydrokolloid klæber

Pladestørrelse Ø: 118 mm

Konvexkegle: Ø 30 – 40 - 50 mm, Tilpasningsmulighed: 15 mm – 43 mm

Ordre-nr.	Rastring Ø	Stoma Ø	Æskeindhold
XCFK 4515 V2	45 mm	15-35 mm	3 stk.
XCFK 4520 V2	45 mm	20 mm	3 stk.
XCFK 4525 V2	45 mm	25 mm	3 stk.
XCFK 4530 V2	45 mm	30 mm	3 stk.
XCFK 4515 V3	45 mm	15-25 mm	3 stk.
XCFK 5715 V1	57 mm	15-43 mm	3 stk.
XCFK 5725 V1	57 mm	25 mm	3 stk.
XCFK 5730 V1	57 mm	30 mm	3 stk.
XCFK 5735 V1	57 mm	35 mm	3 stk.
XCFK 5715 V2	57 mm	15-35 mm	3 stk.
XCFK 5715 V3	57 mm	15-25 mm	3 stk.



STOMOCUR clic basisplade, konvex med kombinationsflange


*Hurtigere og mere sikker fæste,
tre forskellige konvexiteter*

- ✧ Konvex basisplade med rastring
- ✧ Tre forskellige konvexiteter
- ✧ Hydrokolloid KONTINUERT klæber


Pladestørrelse Ø: 118 mm


Konvexkegle: Ø 30 – 40 - 50 mm, Tilpasningsmulighed: 15 mm – 43 mm

Ordre-nr.	Rastring Ø	Stoma Ø	Æskeindhold
CFK 4515 V2	45 mm	15-35 mm	3 stk.
CFK 4520 V2	45 mm	20 mm	3 stk.
CFK 4525 V2	45 mm	25 mm	3 stk.
CFK 4530 V2	45 mm	30 mm	3 stk.
CFK 4515 V3	45 mm	15-25 mm	3 stk.
CFK 5715 V1	57 mm	15-43 mm	3 stk.
CFK 5720 V1	57 mm	20 mm	3 stk.
CFK 5725 V1	57 mm	25 mm	3 stk.
CFK 5730 V1	57 mm	30 mm	3 stk.
CFK 5735 V1	57 mm	35 mm	3 stk.
CFK 5715 V2	57 mm	15-35 mm	3 stk.
CFK 5725 V2	57 mm	25 mm	3 stk.
CFK 5715 V3	57 mm	15-25 mm	3 stk.



KONVEX plader med 3 forskellige kegletyper



STOMOCUR® FARVEKODER FOR RASTRINGSYSTEMET
Rastring Ø

STOMOCUR clic colo pose

- ✧ Lukket pose med rastring og filter
- ✧ Flis-lignende materiale på begge sider af posen
- ✧ C produktet har et skjult "kigge-kontrolvindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.

Posestørrelse: 145 x 205 mm

Farve: hudfarvet


Ordre-nr.	Rastring Ø	Pose størrelse	Æskeindhold
● CD 4545 C	45 mm	Medium	30 stk.

Ordre-nr.	Rastring Ø	Pose størrelse	Æskeindhold
● CD 5757 C	57 mm	Medium	30 stk.

Ordre-nr.	Rastring Ø	Pose størrelse	Æskeindhold
● CD 7070 C	70 mm	Medium	30 stk.

STOMOCUR® FARVEKODER FOR RASTRINGSYSTEMET

Rastring Ø



STOMOCUR clic ileo "safe seal", med kigge-kontrolvindue

**Integreret klipsfri lukning;
Med Kigge- og kontrolvindue**

- ✦ Tømbar pose med rastring
- ✦ Flis-lignende materiale på begge sider af posen
- ✦ Har integreret klipsfri lukning. "Safe seal" lukkesystemet - hvor mikro gribeknopper sikre en tæt lukkefunktion.
- ✦ Efter ønske med filter, beskyttet med GORE-TEX®*-klæbebeik
- ✦ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.

Posestørrelse: 150 x 220 mm
150 x 190 mm - SMALL

Ordre-nr.	Rastring Ø	Filter	Pose størrelse	Æskeindhold
● VIDF 4545 CW	45 mm	med Filter	Medium	30 stk.
● VIMDF 4545 CW	45 mm	med Filter	Small	30 stk.
● VIDF 5757 CW	57 mm	med Filter	Medium	30 stk.
● VIDF 7070 CW	70 mm	med Filter	Medium	30 stk.

STOMOCUR® FARVEKODER FOR RASTRINGSYSTEMET
Rastring Ø

STOMOCUR clic uro pose


- ✧ Urostomiepose med rastring
- ✧ Genlukkelig urin udløbsventil
- ✧ Tilbageløbsspærre
- ✧ Adapter for tilslutning til natpose
- ✧ Flis-lignende materiale på posens hudvendte side.

Posestørrelse: 130 x 190 mm
 Volumen: 335 ml
 Farve: transparent (C)

Ordre-nr.	Rastring Ø	Æskeindhold
CU45F	45 mm	20 stk.
CU57F	57 mm	20 stk.

2-dels STOMOCUR soft **klæbesystem** består af en flexibel basisplade med en fixerflange og en Klæbepose. Posen klæbes på basispladen når denne er sat på huden.

STOMOCUR soft Basisplade

Til normal hud



- ✧ Basisplade til to-dels klæbesystem
- ✧ Hydrokolloid hudbeskyttelse

Pladestørrelse: ca. 110 x 110 mm
 Tilpasningsmulighed: 15 mm – 40 mm

Ordre-nr.	Stoma Ø	Æskeindhold
CH 3315	15-40 mm	5 stk.
CH 3320	20 mm	5 stk.
CH 3325	25 mm	5 stk.
CH 3330	30 mm	5 stk.
CH 3335	35 mm	5 stk.
CH 3340	40 mm	5 stk.

STOMOCUR soft Alginat Basisplade

Til sensibel hud, irriteret hud eller ved sår dannelse.




- ✧ Basisplade til to-dels klæbesystem
- ✧ Hudbeskyttelsesplade fremstillet af Hydrokolloid i kombination med alginat, dette resulterer i en meget høj hudforlidelighed.

Pladestørrelse: ca. 110 x 110 mm
 Tilpasningsmulighed: 15 mm – 40 mm

Ordre-nr.	Stoma Ø	Æskeindhold
CH 3315A	15-40 mm	5 stk.
CH 3320A	20 mm	5 stk.
CH 3325A	25 mm	5 stk.
CH 3330A	30 mm	5 stk.

STOMOCUR soft basisplade MicroSkin®*

Tynd og modstandsdygtige klæbeflade, længere anvendelsestid.



MicroSkin®-basisplade til to-dels klæbesystem, med en 0,02 mm tynd elastisk folie, flexibel, meget modstandsdygtig, sikker og formbar, anvendes også ved ujævnheder omkring stomien.

Klæbeflade: 135 x 100 mm
Tilpasningsmulighed: 15 mm – 40 mm

Ordre-nr.	Stoma Ø	Æskeindhold
CO 2515	15 mm	5 stk.



STOMOCUR soft basisplade MicroSkin®* med hudbeskyttelsesring

Tynd og modstandsdygtige klæbeflade, længere anvendelsestid.

Samme produkttype som CO 2515, men med integreret hudbeskyttelsesring

Ordre-nr.	Stoma Ø	Æskeindhold
CO 2615	15 mm	5 stk.

*MicroSkin® er et varemærke, der tilhører Cymed Inc. USA.



STOMOCUR soft colo klæbepose

- ✦ Lukket pose med filter til to-dels klæbesystem;
- ✦ Flis-lignende materiale på begge posesider
- ✦ Med Kiggvindue

Posestørrelse: 130 x 190 mm
 max. stoma Ø: 40 mm
 Farve: hudfarvet

Ordre-nr.	Æskeindhold
CH 3445 CW	30 stk.

STOMOCUR soft colo mini

Til børn og meget spinkle personer




- ✦ Lille lukket pose med filter til to-dels klæbesystem, til brug for børn og meget spinkle brugere
- ✦ Flis-lignende materiale på begge posesider, (transparente kun på hudsiden).

max. stoma Ø: 40 mm
 Farve: hudfarvet (S), transparent (C)
 Posestørrelse: 100 x 160 mm

Ordre-nr.	Æskeindhold
CM 3445 S	30 stk.

STOMOCUR soft ileo "safe seal", med "kiggevindue"

Integreret klipsfri lukning; Med kigge- og kontrolvindue



- ✦ Tømbar pose til to-dels klæbesystem
- ✦ Har integreret klipsfri lukning. "Safe seal" lukkesystemet - hvor mikro gribeknopper sikre en tæt lukkefunktion.
- ✦ Flis-lignende materiale på begge sider af posen
- ✦ Efter ønske med filter, beskyttet med GORE-TEX®-klæbebrik
- ✦ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.

Posestørrelse: 150 x 220 mm
 max. stoma Ø: 40 mm

Ordre-nr.	Filter	Æskeindhold
VIHF 3445 CW	med Filter	30 stk.

*GORE-TEX® er et varemærke, der tilhører W.L.Gore & Associates.

STOMOCUR soft ileo mini
Til børn og meget spinkle personer


- ✦ Lille tømbar pose til to-dels klæbesystem, til brug for børn og meget spinkle brugere
- ✦ Med integreret lukkeklips
- ✦ Flis-lignende materiale på begge posesider, (transparante kun på hudsiden).
- ✦ Med Filter, der er beskyttet med GORE-TEX®-klæbebrik


Posestørrelse: 100 x 170 mm
 max. stoma Ø: 45 mm
 Farve: hudfarvet

Ordre-nr.	Æskeindhold
IM 3445 S	30 stk.

*GORE-TEX® er et varemærke, der tilhører W.L.Gore & Associates.

STOMOCUR Woundmanager

Til pleje af store sår (f.eks. ved primære eller sekundære komplikationer). En kombination af en stor hydrokolloid hudbeskyttelsepade med en tilsvarende dimensioneret pose i en funktionel udformning.



SWM-XS

SWM-S

SWM-M

SWM-L

SWM-XXL

Ordre-nr.	Mål på såret	Æskeindhold
SWM-XS	90 mm x 180 mm	1 stk.
SWM-S	240 mm x 155 mm	1 stk.
SWM-M	85 mm x 250 mm	1 stk.
SWM-L	160 mm x 200 mm	1 stk.
SWM-XXL (med to udløbsventiler)	230 mm x 380 mm	1 stk.

Med luge „Access Port“



SWM-XSA

SWM-SA

SWM-MA

SWM-LA

SWM-XXLA

Ordre-nr.	Mål på såret	Æskeindhold
SWM-XSA	90 mm x 180 mm	1 stk.
SWM-SA	240 mm x 155 mm	1 stk.
SWM-MA	85 mm x 250 mm	1 stk.
SWM-LA	160 mm x 200 mm	1 stk.
SWM-XXLA (med to udløbsventiler)	230 mm x 380 mm	1 stk.

STOMOCUR Woundmanager - med ekstra stort udløb

Til pleje af store sår (f.eks. ved primære eller sekundære komplikationer). En kombination af en stor hydrokolloid hudbeskyttelse med en tilsvarende dimensioneret pose i en funktionel udformning.



SDE-XS

SDE-S

SDE-M

SDE-L

SDE-XXL

Ordre-nr.	Mål på såret	Æskeindhold
SDE-XS	90 mm x 180 mm	1 stk.
SDE-S	240 mm x 155 mm	1 stk.
SDE-M	85 mm x 250 mm	1 stk.
SDE-L	160 mm x 200 mm	1 stk.
SDE-XXL (med to udløbsventiler)	230 mm x 380 mm	1 stk.

Med luger „Access Port“



SDE-XSA

SDE-SA


SDE-MA

SDE-LA

SDE-XXLA

Ordre-nr.	Mål på såret	Æskeindhold
SDE-XSA	90 mm x 180 mm	1 stk.
SDE-SA	240 mm x 155 mm	1 stk.
SDE-MA	85 mm x 250 mm	1 stk.
SDE-LA	160 mm x 200 mm	1 stk.
SDE-XXLA (med to udløbsventiler)	230 mm x 380 mm	1 stk.

STOMOCUR Drænage-poser



- ✦ Hydrokolloid hudbeskyttelseplade
- ✦ Transparent
- ✦ Med tilbageløbsspærre
- ✦ Påtrykt måleskala til eksudatmåling
- ✦ Sikker udløbsventil
- ✦ Adapter til sengepose

Ordre-nr.	Åbning Ø	Opklip / Volumen	Pakning
DH3S (small)	3 mm	30 mm / 100 ml	30 stk.
DH5 (medium)	5 mm	40 mm / 150 ml	30 stk.
DH5L (large)	5 mm	40 mm / 300 ml	30 stk.

STOMOCUR Drænage-system poser


Flad og Konveks High output



DP5020 DP15V1 DP15V2 DP15V3

- ✦ Hydrokolloid hudbeskyttelseplade følger hudens kontur
- ✦ Konveksitet V1, V2 og V3.
- ✦ Poser med filter og drænageprop
- ✦ Lukkede opsamlingsystem kan tilsluttes
- ✦ Bæltefastgørelse (bælteører)
- ✦ Volumenindikator – vindue
- ✦ Beige NON-WOVEN

Ordre-nr.	Stomi åbning Ø	Produktinfo	Pakning
DP5020	20-60 mm	FLAD	10 stk.
DP15V1	15-43 mm	KONVEX kegle Ø 50 mm	10 stk.
DP15V2	15-35 mm	KONVEX kegle Ø 40 mm	10 stk.
DP15V3	15-25 mm	KONVEX kegle Ø 30 mm	10 stk.




STOMOCUR PEG Hydrokolloid-Ring



- ✦ Hudbeskyttelsesring med hydrokolloid materiale, med udstansning til tætning omkring sonder og kateter.
- ✦ Ringens kropsvendte side er vandafvisende og kan derfor rengøres
- ✦ Med forskellige ydre diametre og indre udstansninger

Ordre-nr.	Største Ø	Udstansning Ø	Pakning
Ring PEG 50/3	50 mm	3 mm	30 stk.
Ring PEG 50/7	50 mm	7 mm	30 stk.
Ring PEG 75/10	75 mm	10 mm	30 stk.
Ring PEG 75/15	75 mm	15 mm	30 stk.

STOMOCUR PEG Flies-ringskåner



- ✦ Dråber opfangende flies med superabsorberende fugt resistent bagside
- ✦ Ideel over Hydrokolloid-Ring, til absorption af væskeoverskud
- ✦ Med forskellige ydre diametre og indre udstansninger

Ordre-nr.	Største Ø	Udstansning Ø	Pakning
SAP PEG 50/3	50 mm	3 mm	100 stk.
SAP PEG 50/7	50 mm	7 mm	100 stk.
SAP PEG 75/10	75 mm	10 mm	100 stk.
SAP PEG 75/15	75 mm	15 mm	100 stk.

STOMOCUR Hudbeskyttelsesring



- ✦ Fremstillet af et formbart hydrokolloid materiale, egnet til hudkyttelse og afdækning omkring stomien
- ✦ Diameter 60 mm
- ✦ Tykkelse 2,4 mm

Ordre-nr.	Stoma Ø	Æskeindhold
4810	10 mm	10 stk.
4815	15 mm	10 stk.
4820	20 mm	10 stk.
4825	25 mm	10 stk.
4830	30 mm	10 stk.
6535	35 mm	10 stk.
6540	40 mm	10 stk.

STOMOCUR Hudbeskyttelsespasta



Anvendes på huden omkring stomien. Udfylder ujævnheder mellem stomi og hudplade.

Ordre-nr.	Infæste	Æskeindhold
CP 2050	56 g	1 tube

STOMOCUR safety Hudbeskyttelse- og plejemiddel



Hudbeskyttelseslotion, som påføres huden i et meget tyndt lag. Anvendes til behandling af hud irritation og til skånsom fjernelse af hudbeskyttelsesplader.

Ordre-nr.	Indhold	Æskeindhold
S SAFETY 100	100 ml	1 flaske
S SAFETY 50	50 ml	1 flaske

STOMOCUR EmplaSectal plasterfjerner

Til effektiv fjernelse af plasterrester



- ✧ Indeholder opløsning af mættede kulbrinter
- ✧ Anvendes til opløsning og hudvenlig fjernelse af stomihjælpemidler fra huden.


Ordre-nr.	Indhold	Æskeindhold
EmplaSectal	125 ml	1 flaske

STOMOCUR GEL-X



Omdanner tyndflydende poseindhold til en håndterbar gel.

Ordre-nr.	Æskeindhold
GEL-X	140 Stk. (1 flaske)


STOMOCUR SGX- i selvopløselig pose

Geleringsmiddel til fortykkelse tyndtflydende poseindhold. En selvopløselig pose på 2 g er nok til 350 – 400 ml gelering.

Ordre-nr.	Æskeindhold
SGX	10 selvopløselig poser


STOMOCUR Filterklæbebrik med GORE-TEX®*

Til ekstra filterbeskyttelse mod væske og fugtighed. De unikke GORE-TEX® egenskaber sikrer luftgennemgang i filteret.

Ordre-nr.	Æskeindhold
C-FI06	10 stk. (1 ark)


STOMOCUR lukkeklips til tømbar poser

Ordre-nr.	Æskeindhold
C-IL03	5 stk.


STOMOCUR fækalpose

Fækalpose til indpakning af stomiposen før den lægges som affald. Leveres i betjeningsvenlig emballage.

Ordre-nr.	Æskeindhold
CA 2000	100 stk.


STOMOCUR Stomibælte

Stomibælte justerbart op til 100 cm. og 120 cm

Ordre-nr.	Æskeindhold
AB01	1 stk.
AB02	1 stk.


STOMOCUR uro adapter

Adapter for tilslutning af urostomipose til natpose eller benpose.

Ordre-nr.	Æskeindhold
C-UR05V	5 stk.

*GORE-TEX® er et varemærke, der tilhører W.L.Gore & Associates.

**STOMOCUR uro SOFT adapter**

Adapter for tilslutning af urostomipose til natpose eller benpose.

Ordre-nr.	Æskeindhold
C-UR14V	5 stk.

Stomocur

PRODUKTKATALOG

Roland Healthcare