

# Hydrocolloid kombinationsklæber

## STOMOCUR

# STOMOCUR URO

### STOMOCUR URO med eller uden vindue



- ✦ Urostomipose med differentieret hydrokolloid-hudbeskyttelsesplade
- ✦ Genlukkelig blød urin-udløbsventil
- ✦ Tilbageløbssperre
- ✦ Textilflis på begge sider
- ✦ Adaptet for tilslutning til natpose
- ✦ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.
- ✦ Hydrokolloid-klæbeflade med en 0,02 mm tynd elastisk folie, flexibel, meget modstandsdygtig, sikker og formbar, anvendes også ved ujævnheder omkring stomien.

Klæbeflade:	Ø 110 mm
Posestørrelse:	ca. 155 x 230 mm
Tilpasningsmulighed:	13 mm – 50 mm
Volumen:	335 ml

Ordre-nr.	Stoma Ø	Æskeindhold
GCCF13 CW	13 mm	20 stk.
GCCF13	13 mm	20 stk.

### STOMOCUR URO blød konvex

#### Med Kigge- og kontrolvindue



- ✦ Urostomipose
- ✦ Genlukkelig blød urin-udløbsventil
- ✦ Tilbageløbssperre
- ✦ Textilflis på begge sider
- ✦ Adaptet for tilslutning til natpose
- ✦ Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at skifte pose.
- ✦ Hydrokolloid-klæbeflade med en 0,02 mm tynd elastisk folie, flexibel, meget modstandsdygtig, sikker og formbar, anvendes også ved ujævnheder omkring stomien.

Klæbeflade:	Ø 110 mm
Posestørrelse:	ca. 155 x 230 mm
Tilpasningsmulighed:	10 mm – 43 mm
Volumen:	335 ml

Ordre-nr.	Stoma Ø	Konvekskegle	Æskeindhold
URK 10 CW V1	10-43 mm	Ø 50 mm	10 stk.
URK 10 CW V2	10-35 mm	Ø 40 mm	10 stk.
URK 10 CW V3	10-22 mm	Ø 30 mm	10 stk.